

Accesorios de Laboratorio

■ Nuestros dispositivos se adaptan a su laboratorio y a sus viales

Easydigest

La herramienta perfecta para la digestión de sus muestras

Un diseño original

- 1 – El material con el que está construido asegura una perfecta homogeneidad de la temperatura, y su capa protectora es totalmente inerte a los ácidos. Con el propósito de optimizar el espacio de su laboratorio, el Easydigest puede ser fabricado especialmente para el espacio que usted decida.
- 2 – El Easydigest trabaja con viales de larga vida (7ml a 60ml) o con viales desechables (50ml a 120ml). Diferentes volúmenes pueden ser utilizados al mismo tiempo agregando los adaptadores correspondientes.
- 3 – La temperatura máxima es de 235°C en el modelo Standard. Disponemos de un modelo especial que alcanza los 400°C.
- 4 – La conexión entre el regulador de temperatura y el bloque calefactor permite poner el regulador fuera del área corrosiva – 1,7m-. Puede elegir entre dos modelos de controlador (simple o programable).



Easydigest:
24 o 48 posiciones
posiciones de
acuerdo al tamaño
de sus viales.

Easydigest modular:
Easydigest modelo
adaptable:
Hotplate inerte al ácido
de 380x570mm con
uno o dos racks de
acuerdo al tamaño de
sus viales.



Datos Técnicos

Easydigest / Easydigest Modulable

Easydigest:	Modelo 24 posiciones 50-60-70-120ml Modelo 48 posiciones 50-60-70-120ml Disponibles otras dimensiones a pedido
Easydigest Modulable:	- hotplate 380 x 570 x 50mm - rack 356 x 136 x 60mm
Voltaje:	230 Volts (100-110 Volts según pedido) 3 protecciones contra sobrecalentamientos

Temperatura: Ambiente hasta 235°C
Uniformidad +/- 2°C

Material: Grafito cubierto de teflón

Controladores de temperatura

Modelos:	- programable: 4 programas / 16 segmentos - up/down: Mantiene la temperatura elegida
Opciones:	- Display - Easilog, grabadora de temperatura con conexión a un PC
Voltaje:	230 Volts 50-60Hz (100-110 Volts conforme a pedido)

Productos manufacturados por Analab / Sujetos a cambios técnicos. / Certificación: CEM 89/336/CEE

Garantía: 1 año en partes eléctricas y electrónicas
2 años en defectos de construcción



Equilab SA

Avda. Camino de lo Cortao, 21 nave 6
28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid
info@equilab.es - +34 91 661 00 22