




Sampling made simple



EQUILAB

¡APROVECHA NUESTRAS OFERTAS EN MUESTRAS DE PATRÓN EN DISCO!

DISPONEMOS DE VARIAS MUESTRAS PATRÓN EN DISCOS, UTILIZADAS EN ESCASAS OCASIONES PARA CALIBRACIÓN Y PRÁCTICAMENTE NUEVAS. OFRECEMOS ESTOS PRODUCTOS A PRECIOS MUY BAJOS.

Cobre



Acero




Aluminio



Niquel





Equilab S.A.



Sampling made simple

Av. del Camino de lo Cortao, 21, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Correo electrónico: equilab@equilab.es
Teléfono: 916 61 00 22



Patrones de disco de cobre

Fabricante: SUS (Disco)


Referencia	Cu%	Zn%	Pb%	Sn%	P%	Fe%
RC 36/15 Copper alloy	75	1,1	12	8	0,01	0,02
RC 12/8 Low alloy	98	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
RC 12/10 Low alloy	Balance	0,2	0,09	0,2	0,1	0,1
RC 14/8 High alloy	98	0,03	<0,01	0,02	-	<0,02
RC 14/10 High alloy	Rest	0,03	<0,01	0,02	-	<0,02
RC 32/8 High alloy	57	37	0,7	0,2	0,004	0,5
RC 33/15 High alloy	Balance	<0,01	0,01	<0,01	<0,02	4
RC 36/18 High alloy	Balance	0,8	12	8	0,02	0,03
RC 36/15 High alloy	75	1.1	12	8	0,01	0,02
RC 38/8 High alloy	Balance	0,01	0,02	<0,01	0,01	0,5
RC 40/9 High alloy	Balance	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,5
RC 40/10 High alloy	Balance	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,5

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

NOTA:

1. Estos patrones son los que tenemos de segunda mano; además, podemos suministrar una amplia variedad de nuevos.
2. No publicamos los precios. Para obtener información actualizada sobre los mismos, por favor, consulte con nosotros escribiendo a marta@equilab.es o equilab@equilab.es antes de realizar su pedido.
3. No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración, o en caso de que no encuentren alguno de los artículos.

Haz clic para ver catálogo de patrones nuevos



Equilab S.A.



Sampling made simple

Av. del Camino de lo Cortao, 21, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Correo electrónico: equilab@equilab.es
Teléfono: 916 61 00 22



Patrones de disco de acero

Fabricante: SUS (Disco)

Referencia	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%
RG 13/5 Cast Iron without Mg	3	2	1	0,3	0,04	1
RG 13/7 Cast Iron without Mg	3	2	1	0,3	0,04	1
RG 14/10 Cast Iron with Mg	3	2	2	0,04	0,01	0,9

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

Fabricante: Brammer (Disco)

Referencia	C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cu%
BS 12B Chill-cast low alloy	0,95	0,081	0,01	0,01	0,365	0,02
BS 18A High manganese steel	1,13	11,3	0,019	0,043	0,64	0,023
BS 66K AISI Grade 1215 resulfurized steel	0,051	0,86	0,062	0,322	(0,0040)	0,0119
BS H6A Hastelloy Alloy C-22	0,005	0,31	0,01	<0,002	(0,03)	0,051
BS 4140A AISI Grade 4140	0,40	0,84	0,021	0,076	0,21	0,15

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

Fabricante: Varios (Disco)


Referencia	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%
23X 8001F Incoloy type alloy	0,09	0,21	1,07	-	-	20,43
A035892 Fe-Cr-Ni-Mn-Mo-N alloy	0,023	0,337	6,1	0,019	0,008	23,3
CKD 181A	0,225	0,435	0,971	0,039	0,007	0,660
S423256	0,4	0,3	0,6	<0,03	<0,03	1,7
S425294 Free cutting steel	0,079	0,013	1,35	0,04	0,38	0,06
5255512	1,01	1,1	1,1	0,01	0,094	1,2

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

NOTA:

- Estos patrones son los que tenemos de segunda mano; además, podemos suministrar una amplia variedad de nuevos.
- No publicamos los precios. Para obtener información actualizada sobre los mismos, por favor, consulte con nosotros escribiendo a marta@equilab.es o equilab@equilab.es antes de realizar su pedido.
- No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración, o en caso de que no encuentren alguno de los artículos.

Haz clic para ver catálogo de patrones nuevos



Equilab S.A.



Sampling made simple

Av. del Camino de lo Cortao, 21, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Correo electrónico: equilab@equilab.es
Teléfono: 916 61 00 22



Patrones de disco de acero

Fabricante: BAS (Disco)


Referencia	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%
SSCRM 431 Plain Carbon Steel	0,019	0,033	0,95	0,009	0,014	0,19
SSCRM 433 Plain Carbon Steel	0,093	0,042	1,10	0,016	0,053	0,21
SSCRM 434 Plain Carbon Steel	0,37	0,51	1,54	0,056	0,010	0,13
SSCRM 435 Plain Carbon Steel	0,49	0,57	0,37	0,025	0,037	0,56
SSCRM 453/1 Carbon steel	0,160	0,34	1,38	0,044	0,026	0,26
SSCRM 455/1 Carbon Steel	0,598	0,25	0,40	0,052	0,055	0,21
SSCRM 466/1 Aut. Stainless steel	0,062	0,505	0,698	0,020	0,016	17,65
SSCRM 467 Aut. Stainless steel	0,069	0,45	0,68	0,015	0,019	18,0
SSCRM 468 Aut. Stainless steel	0,152	1,14	1,47	0,016	0,026	18,7
SSCRM 290/2 13% Manganese steel	1,15	0,34	12,5	0,042	0,019	0,16
SSCRM 475 Low alloy steel	0,050	0,21	0,89	0,037	0,008	14,14
SSCRM 491 16% Manganese steel	0,92	0,90	16,10	0,026	0,012	1,45
SSCRM 495 13% Manganese steel	0,82	0,46	13,56	0,036	0,014	1,93
SSCRM 495/1 13% Manganese steel	0,81	0,58	13,13	0,054	0,026	1,93
SSCRM 462 Aut. Stainless steel	0,092	0,46	0,74	0,010	0,018	12,37
SCRM 666/9 Ductile (Nodular) Iron	3,3859	1,7571	0,1012	-	-	-
SSCRM 613/1 Low alloy steel	0,20	0,58	0,96	-	-	1,99
SUS 5/23 Ductile (Nodular) Iron	4,0	2,1	0,60	-	<0,005	0,05
SUS 5/48 Ductile (Nodular) Iron	3,9	2,0	0,61	-	<0,005	0,01
SUS A/4 Low carbón steel	0,002	0,02	0,16	<0,005	0,02	0,02

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

NOTA:

1. Estos patrones son los que tenemos de segunda mano; además, podemos suministrar una amplia variedad de nuevos.
2. No publicamos los precios. Para obtener información actualizada sobre los mismos, por favor, consulte con nosotros escribiendo a marta@equilab.es o equilab@equilab.es antes de realizar su pedido.
3. No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración, o en caso de que no encuentren alguno de los artículos.

Haz clic para ver catálogo de patrones nuevos



Equilab S.A.



Sampling made simple

Av. del Camino de lo Cortao, 21, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Correo electrónico: equilab@equilab.es
Teléfono: [916 61 00 22](tel:916610022)



Patrones de disco de aluminio

Fabricante: Suisse Technology (Disco)

Referencia	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%
133/2	0,05	0,2	0,0105	0,0115	0,0058	0,02
158/3	0,053	1,98	0,012	0,021	0,02	0,007
411/3	9,54	0,094	0,0112	0,0241	0,0125	0,0119
416/3	13,48	0,69	0,2	0,41	0,28	0,051
431/2	7,91	0,091	0,69	0,053	0,55	0,011
473/2	19,96	0,194	0,96	0,062	1,08	0,013
475/1	23	0,72	0,59	0,11	0,86	0,012

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

Fabricante: ALCAN (Disco)

Referencia	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%
ALC-339,0-AD AA339.0	12,73	0,48	1,4	0,37	1,23	0,051

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

Fabricante: SR (Disco)

Referencia	Si%	Fe%	Cu%	Mg%	Na%	Cr%
SR-8 % AL 99,92	0,0026	0,0028	0,0025	0,0002	0,0001	-

Fabricante: SUS (Disco)


Referencia	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%
RA19/2 High alloy	1,1	1,3	1,4	1,3	8	0,22

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

NOTA:

1. Estos patrones son los que tenemos de segunda mano; además, podemos suministrar una amplia variedad de nuevos.
2. No publicamos los precios. Para obtener información actualizada sobre los mismos, por favor, consulte con nosotros escribiendo a marta@equilab.es o equilab@equilab.es antes de realizar su pedido.
3. No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración, o en caso de que no encuentren alguno de los artículos.

[Haz clic para ver catálogo de patrones nuevos](#)



Equilab S.A.



Sampling made simple

Av. del Camino de lo Cortao, 21, 28703
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Correo electrónico: equilab@equilab.es
Teléfono: [916 61 00 22](tel:916610022)



Patrones de disco de niquel

Fabricante: SUS (Disco)

Referencia	Ni%	C%	Si%	Mn%	P%	S%
R NI 10/2 High purity Ni	99,99	<8	<10	-	-	<2
R NI 12/9 High purity Ni	Balance	0,1	0,15	0,6	<0,01	<0,01
R NI 13/18 High alloy	Balance	<0,01	<0,02	1	<0,01	<0,01
R NI 14/14 High alloy	50	0,05	0,1	0,1	<0,01	<0,01
R NI 15/21 High alloy	Balance	0,02	0,08	0,1	<0,01	<0,01
RE 12/51 High purity Fe	10	50	1	1	4	5
RE 12/83 High purity Fe	<100	<40	60	<100	<50	<20

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

Fabricante: SUS (Disco)


Referencia	C%	Si%	S%	P%	Mn%	Cu%
MBH 23x8001 Nickel base alloy	0,09	0,21	-	-	1,07	0,07
RG 13/7 Cast Iron without Mg	0,07	0,29	0,058	0,008	0,28	0,096

No aparece la composición completa del patrón (solicitar certificado)

NOTA:

- Estos patrones son los que tenemos de segunda mano; además, podemos suministrar una amplia variedad de nuevos.
- No publicamos los precios. Para obtener información actualizada sobre los mismos, por favor, consulte con nosotros escribiendo a marta@equilab.es o equilab@equilab.es antes de realizar su pedido.
- No duden en contactar con nosotros para cualquier duda o aclaración, o en caso de que no encuentren alguno de los artículos.

[Haz clic para ver catálogo de patrones nuevos](#)



EQUILAB

Equipos de Preparación de Muestras

www.equilab.es